Ottica 1

Gruppo BN Federico Belliardo, Marco Costa, Lisa Bedini

March 15, 2017

1 Scopo dell'esperienza

Questa esperienza si divide in due parti: A e B. La parte A è dedicata al calcolo della lunghezza d'onda del sodio, mentre la parte B sfrutta la luce emessa da tre lampade diverse per calcolare la costante di Rydberg e la risoluzione dello spettroscopio a reticolo.

2 Materiale occorrente

- lampada al cadmio;
- lampada al sodio;
- lampada al mercurio;
- lampada a idrogeno;
- elemento dispersivo A: prisma;
- elemento dispersivo B: reticolo;
- supporto con goniometro integrato;

Inoltre avremo a disposizione due telescopi, uno di raccolta della luce dotato di fenditura per regolare l'intensità del fascio, e uno di osservazione solidale a un supporto mobile dotato di goniometro, per misurare la posizione del telescopio rispetto all'elemento dispersivo.

3 Parte A - Descrizione esperimento

Lampada al cadmio Per tarare l'apparato strumentale si è posta la lampada al cadmio in modo da allineare le fenditure, della lampada stessa e del telescopio di raccolta. Abbiamo regolato l'apertura del diaframma al minimo così da avere l'incertezza minima, quindi abbiamo posizionando l'elemento dispersivo con un angolo di almeno 60° rispetto alla direzione del telescopio di raccolta e osservato le righe di emissione del cadmio, di colori rosso, verde, azzurro e viola. Come ultima cosa abbiamo ruotato lentamente il prisma per trovare l'angolo di minima dispersione per la riga verde ¹, cioè l'angolo di inversione del moto delle righe dello spettro che si osserva muovendo il prisma. Non abbiamo eseguito una misura dell'angolo $alpha_0$ al quale viene focalizzato il fascio (come sarà invece eseguito nella prossima parte) poiché risulta essere una costante additiva inessenziale nella nostra analisi dati. Si è dunque eseguita la calibrazione spettrale, nota le lunghezze d'onda delle principali righe di emissione del cadmio. Abbiamo misurato l'angolo di osservazione di ciascuna riga (vedi tabella ??) e eseguito un fit lineare y = ax + b nel grafico $\alpha vs 1/\lambda$ ottenendo come parametri $a = -3250 \pm 40 \frac{\circ}{nm}$ e $b = 148.1 \pm 0.1^{\circ}$ e $\chi^2 = 23/2$. Il χ^2 ottenuto è alto a causa del fatto che la curva di calibrazione lineare in funzione di $\frac{1}{\lambda}$ è solo un'approssimazione, in realtà si ha comportamento molto più complesso per il prisma. I dati raccolti si trovano in tabella ?? mentre in figura 2 è presente il grafico con il fit.

table

Per eseguire i fit di tutta la relazione si è la funzione curvefit della libreria pylab con l'opzione absolute sigma = "true".

¹Perché ha la lunghezza d'onda più vicina a quella del sodio.




Figure 1: Grafico $\alpha vs 1/\lambda$ e fit.

Lampada al sodio Si è sostituita la lampada al cadmio con la lampada al sodio precedentemente accesa in modo che si stabilizzasse. Abbiamo individuato la riga² di emissione del sodio e misurata la sua posizione angolare, che risulta $\alpha_{Na} = 142^{\circ}35' \pm 1'$ Usando le relazioni ricavate precedentemente dal fit, si calcola $\lambda_{Na} = 590 \pm 10 nm$. Questo valore sarà confrontato con quello ottenuto usando il reticolo, elemento dispersivo con più potere risolutivo del prisma.

4 Parte B - Descrizione esperimento

Lampada al mercurio Si è rimosso il reticolo, quindi abbiamo iniziato la procedura per la taratura dell'apparato sperimentale. Abbiamo posto la lampada al mercurio e i telescopi in modo da allineare il sistema, successivamente abbiamo regolato l'ampiezza della fenditura e il fuoco dei telescopi. In queste condizioni si misura un angolo $\alpha_0 = 169^{\circ}45' \pm 1'$. D'ora in avanti tutte le misure di angoli saranno riportate come $\alpha = \alpha_{lettura} - \alpha_0$. Abbiamo posto il reticolo con un angolo di almeno 60° rispetto al telescopio di raccolta, quindi abbiamo controllato che le righe di interesse, quelle della serie di Balmer, fossero ben visibili. Come ultima operazione si è calcolato il passo reticolare d. Per fare ciò abbiamo misurato l'angolo di ordine zero della riga verde e l'angolo della stessa riga al primo ordine, i due risultati sono: $\alpha_V^0 = 58^{\circ}8' \pm 2'$ e $\alpha_V^1 = 106^{\circ}7' \pm 2'$. Da semplici considerazioni geometriche si ricavano le seguenti relazioni:

$$\theta_i = \frac{1}{2}(\pi - \alpha_V^0) = 61^{\circ}56' \pm 2' \tag{1}$$

$$\theta_d = \pi - \theta_i - \alpha_1 = 12^{\circ}56' \pm 3$$
 (2)

Quindi è possibile calcolare d sfruttando la relazione del reticolo

$$d(\sin\theta_i - \sin\theta_d) = m\lambda \tag{3}$$

Si ottiene $d = 840.2 \pm 0.5 nm$. Considerando nota la lunghezza d'onda del mercurio $\lambda_{Hg} = 546.074 \pm 0.001 \, nm$ si calcola il numero di righe per millimetro $N = 1190 \pm 3$, in accordo con il valore nominale di 1200.

Lampada a idrogeno. Si è sostituita la lampada a mercurio con quella a idrogeno, in modo da avere la massima intensità per l'ordine zero senza modificare le distanze focali. Abbiamo quindi misurato la distanza angolare delle righe di emissione per calcolarne le lunghezze d'onda mediante la formula $d(\sin \theta_i - \sin \theta_d) = m\lambda$. I risultati sono riportati in tabella 2. La riga verde non fa parte dello spettro dell'idrogeno e l'ultimo dato si riferisce alla riga viola del secondo ordine, pertanto i dati relativi a queste righe non saranno necessari nell'analisi dati, ma sono riportati nella tabella per completezza.

²Un doppietto in realtà ma l'uso del prisma non consente tale risoluzione.

³In tutta la relazione ogni misura angolare è intesa come media delle tre misure eseguite dai tre componenti del gruppo ed è intesa avere come errore quello di lettura sulla scala graduata del nonio.

Colore	α (°)	$\lambda \text{ (nm)}$
Viola	$98^{\circ}2' \pm 1'$	$432 \pm 2nm$
Azzurro	$101^{\circ}53' \pm 1'$	$486 \pm 2nm$
Verde (deb.)	$105^{\circ}5' \pm 1'$	$531 \pm 2nm$
Rossa	$113^{\circ}30' \pm 1'$	$653 \pm 1 nm$

Table 2: Dati misurati per la lampada a idrogeno.

Lo spettro dell'idrogeno è descritto dall'equazione di Rydberg:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \tag{4}$$

Per la serie di Balmer, la più visibile, $n_1=2$; a questa serie appartengono la riga viola con $n_2=5$, quella azzurra con $n_2=4$ e quella rossa con $n_2=3$. Si è effettuato un fit lineare a un parametro ottenendo un valore per la costante di Rydberg pari a $R=10.9\pm0.1\frac{1}{\mu m}$ in accordo con il valore atteso pari a $R=10.968\frac{1}{\mu m}$, associato a questo fit abbiamo $\chi^2=0.44/1$. Nel fit si è esclusa la riga verde che non appartiene all'idrogeno ma è dovuta a impurità nella lampada (infatti è molto debole).




Figure 2: INSERIRE DIDASCALIA fit.

Lampada al sodio Si è sostituita la lampada a idrogeno con quella al sodio per misurare la lunghezza d'onda del doppietto giallo e confrontare tale dato con quello attenuto nella prima parte dell'esperienza. Al primo ordine abbiamo misurato i seguenti valori angolari $\alpha_{Na,1} = 108^{\circ}42' \pm 1'$ e $\alpha_{Na,2} = 108^{\circ}45' \pm 1'$, quindi, sfruttando l'equazione del reticolo si ottiene la lunghezza d'onda $\lambda_{Na,1} = 583.0 \pm 2nm$ e $\lambda_{Na,2} = 583.0 \pm 2$. Abbiamo abusato delle regole sulle cifre significative perché in tutta l'analisi dati gli errori sono sempre stati sovrastimati, ma si voleva mostrare la separazione tra le righe spettrali stimata di $0.8\,nm$, contro quella attesa di $0.6\,nm$, i due valori sono molto vicini.

5 Conclusioni

TUTTO BENE